


# EquiCrown Größentabelle – Seriengrößen


## EquiCrown active (Art. 6650)

	Röhrbein Vorhand (Metacarpus)	Seriengrößen · Maße in cm				
		0 / XXS	I / XS	II / S	III / M	IV / L
cD	Umfang Mitte Röhrbein	17,0 – 18,5	18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0
cC	Umfang Mitte Fesselgelenk	23,5 – 25,0	25,0 – 27,0	27,0 – 29,0	29,0 – 31,0	31,0 – 34,0
PPVK	Länge normal	25,0	26,0	28,0	30,0	
PPKK	Länge kurz	23,0	24,0	25,0	nicht verfügbar	

	Röhrbein Hinterhand (Metatarsus)	Seriengrößen · Maße in cm				
		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL
cD	Umfang Mitte Röhrbein	19,0 – 20,5	20,5 – 22,0	22,0 – 23,5	23,5 – 25,0	25,0 – 26,5
cC	Umfang Mitte Fesselgelenk	25,5 – 27,0	27,0 – 28,5	28,5 – 30,5	30,5 – 32,5	32,5 – 34,5
PPHK	Länge normal	31,0	32,0	34,0	36,0	
PPHKK	Länge kurz	29,0	30,0	31,0	nicht verfügbar	

Für eine optimale Passform bitte die Maße im dünnsten Zustand der Beine messen (z. B. nach Bewegung).

## EquiCrown fit (Art. 6600 / 6600SI)

	Röhrbein Vorhand (Metacarpus)	Seriengrößen · Maße in cm				
		0 / XXS	I / XS	II / S	III / M	IV / L
cD	Umfang Mitte Röhrbein	17,0 – 19,5	19,5 – 21,0	21,0 – 23,0	23,0 – 25,0	25,0 – 27,0
cC	Umfang Mitte Fesselgelenk	23,5 – 26,0	26,0 – 28,0	28,0 – 30,0	30,0 – 32,0	32,0 – 35,0
PPVK	Länge normal	25,0			27,0	
PPKK	Länge kurz	23,0			nicht verfügbar	

	Röhrbein Hinterhand (Metatarsus)	Seriengrößen · Maße in cm				
		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL
cD	Umfang Mitte Röhrbein	19,0 – 21,5	21,5 – 23,0	23,0 – 24,5	24,5 – 26,0	26,0 – 27,5
cC	Umfang Mitte Fesselgelenk	25,5 – 28,0	28,0 – 29,5	29,5 – 31,5	31,5 – 33,5	33,5 – 35,5
PPHK	Länge normal	31,0			33,0	
PPHKK	Länge kurz	29,0			31,0	nicht verfügbar

Für eine optimale Passform bitte die Maße im dünnsten Zustand der Beine messen (z. B. nach Bewegung).

Sie möchten eine unserer EquiCrown Serienbandagen bestellen?  
Auf der Rückseite finden Sie unser Bestellformular.